# Teste técnico para a Condor Instruments – Diário de Sono

Autor: Alessandro F. Martins

Versão:  $0.1\alpha$ 

#### Introdução

A aplicação aqui descrita e disponível para download e instalação faz parte do teste técnico da Condor Instruments para a posição de Lead Developer/Software Architect. Trata-se de uma agenda em aplicação Web para registro de atividades de sono, possibilitando seu acompanhamento e análise estatística. A aplicação oferece as seguintes funcionalidades:

- Entrada de dados com calendários pop-up auto-ajustáveis
- Cálculo automático de dados como *Horas totais dormidas*, *Tempo total na cama* e *Eficiência do sono*
- Cálculo de estatísticas como valores máximos, mínimos, média e desvio padrão.
- Download dos dados em arquivo CSV
- Gravação e recuperação dos dados no servidor.

## Instalação

#### Pré-requisitos:

- 1. Git (apenas para instalação, no caso do método de clonagem de repositório abaixo descrito)
- 2. SQLite (DBMS)
- 3. Python 3.x com instalação de PIP

#### Instruções rápidas:

- Clone o repositório Github a partir do seguinte endereço: https://github.com/alessandro-f-martins/condor\_teste.
  - a) Método 1: Clonagem:
  - A. Crie o diretório onde pretende realizar a instalação (p. ex., "sleep\_journal")
  - B. Entre neste diretório via console e digite o seguinte comando:

```
$ cd sleep_journal
$ git clone https://github.com/alessandro-f-martins/condor_teste .
```

- b) Método 2: Download do arquivo .zip
- A. Visitando a URL acima via browser, faça o download do arquivo no botão  $Clone\ or\ download > Download\ ZIP$
- B. Coloque este arquivo no diretório criado acima e descompacte-o.
- 2. A partir do console, instale (ou verifique a instalação) das bibliotecas Python necessárias. Elas estão descritas no arquivo requirements.txt e são instaladas diretamente pela aplicação pip, que normalmente se encontra nas instalações do ambiente Python. No exemplo abaixo, a instalação será realizada em um ambiente

virtual, para que não se afetem os demais ambientes e variáveis da máquina host.

```
$ virtualenv condor_venv
$ . condor_venv/bin/activate (LINUX), ou
$ condor_venv/bin/activate.bat (WINDOWS)
$ pip install -U -r requirements.txt
```

3. Ajuste o arquivo de configuração .flaskenv de acordo com a sua estrutura de diretórios:

```
# Variaveis de ambiente para a aplicacao Condor - Diario de Sono:

ENV_BASE_DIR=${VIRTUAL_ENV}
FLASK_APP=${ENV_BASE_DIR}/../webapp/sleep_journal.py
FLASK_ENV=development
FLASK_RUN_PORT=5000
FLASK_RUN_HOST=0.0.0.0

# Variaveis de conexao ao banco de dados:

DB_PATH = '<DIRETORIO DE INSTALACAO>/db/sleepJournal.db'
```

4. Execute o servidor com o seguinte comando:


```
$ flask run
```

5. Acesse o aplicativo via browser em http://localhost:5000

# Operação


A aplicação é bastante intuitiva e atende aos requerimentos descritos no documento Desafio Prog Senior Tec Lead 202001.pdf, fornecido pela Condor Instruments como referência. Os principais pontos de sua operação podem ser seguidos com as capturas de tela abaixo:

# a) Entrada de Dados:






c) Tabela de Registros:




### d) Análise gráfica:




Os gráficos podem ser acessados pelo botão *Gerar gráficos - Todos os indicadores*, gerando para todos índices relevantes, ou de forma individual clicando-se nos cabeçalhos em *sublinhado itálico*.


Na tela com todos os indicadores à mostra, pode-se ocultar um ou mais deles clicando-se em sua legenda:




e) Gravação dos dados em arquivo CSV:



f) Visualização do arquivo CSV:



g) Salvando os dados no servidor:



h) Recuperando dados previamente salvos

